

Инструкция по переносу и транспортировке складного массажного стола курьером сторонней организации или самостоятельно

1. Подготовка к переносу

- Убедитесь, что стол полностью сложен и зафиксирован в транспортировочном положении.

2. Правильное расположение в чехле

- Вставьте стол в чехол **ножками вниз**, а **ручкой для переноса вверх**.

3. Перенос стола

- Возьмитесь за **ручку стола (не за лямку чехла!)** – она предназначена для удобного переноса. Чехол выполняет только защитную функцию, поэтому не держитесь за него при переносе.



4. Меры предосторожности

- Переносите стол **аккуратно**, избегая ударов об углы, двери и другие препятствия.
- Не бросайте и не ставьте стол резко – это может повредить обшивку или механизм.
- Избегайте контакта с острыми предметами, чтобы не порвать чехол или покрытие стола.

5. Транспортировка

- При перевозке в автомобиле закрепите стол, чтобы он не двигался и не ударялся о другие предметы.

Соблюдая эти правила, вы продлите срок службы массажного стола и сохраните его в отличном состоянии.

При возврате неисправного имущества Арендатор несет полную ответственность и при обнаружении неисправности уплачивает стоимость ремонта имущества Арендодателю.